

B 超与背膘的测定

一、背膘的感官测定

主要部位：肩胛骨、脊柱、两边盘骨、尾根

单位：0.5 分

1 分：过瘦，肩胛骨、脊柱突出（视观）（中指根处关节）

2 分：偏瘦，手轻摸即可感觉脊柱（小指根处关节）

3 分：正常，手稍用力才可感觉脊柱（手背）

4 分：偏肥，非常用力才可按压到脊柱（拇指侧面）

5 分：过肥，再用力也摸不出（虎口）

二、背膘仪测定

1、 确定背中线：按压，记号笔画线

2、 确定最后肋，肋根处垂直背中线上，距离背中线 6.5cm 处
为 P2 点

3、 剪毛

4、 涂油

5、 探头与 P2 点表皮轻触，但不能有缝隙，切勿用力压，当
三个红灯全亮时读数

母猪：1 分<10mm(测定时间：妊娠第 5、10 周，转产前，断奶)

2 分：10-15mm

3 分：16-19mm

4 分：20-22mm

5 分>22mm

PIC:1 分<15mm

2 分: 15-17mm

3 分: 18-20mm

4 分: 20-22mm

5 分>22mm

三、孕检（受精卵着床：13-14d 开始，21d 左右结束）

1、 妊娠 18-24d: 公猪查

2、 妊娠 22-28d: B 超

3、 妊娠 50-70d: 眼观

（胎儿骨骼：35d 开始形成，35-100d 木乃伊）

测胎位置：后腹部向前 5cm,乳腺外侧倒向上 2.5cm，向前，向上 45°角

四、膘情评估：间隔越短越好

妊娠 1-28d:不掉膘

妊娠 29-98d: 调膘

妊娠 99-114d: 保膘

哺乳期：2.5kg+每多一头仔猪多加 0.5kg；高峰期维持越久越好

调料：慢慢过渡

妊娠后期可根据肚子大小微调（怀子多的多喂）

膘情控制在 3-3.5 分转产最好